

CS



CISA CSSD 20 OT

CISA offre soluzioni complete chiavi in mano per impianti CSSD. Le nostre proposte CSSD standard sono disponibili in tre diversi pacchetti:

5 Sale Operatorie

10 Sale Operatorie


20 Sale Operatorie

CSSD 20 OT

66.560 - 83.200 U.S./anno

26.624 - 33.280 interventi/anno

260 giorni/anno - 6 - 8 cicli/al giorno



Risparmio totale di acqua ± 2.8 milioni di litri di acqua per anno

La quantità totale di acqua risparmiata è valutata considerando l'autoclave Aquazero® al posto della pompa per vuoto ad anello liquido standard, e la nuova generazione di macchine per il lavaggio/disinfezione CISA, confrontandola con il valore del consumo medio nel mercato. Il valore totale è riferito a macchine che lavorano 260 giorni / l'anno, 8 cicli al giorno

AREA PULITA

ARTICOLO	Quantità
Mod. sterilizzatore Cisa P-6412 H 2P E/Ts/Sv	4

ARREDO

Carrello esterno P-6412 regolabile in altezza	8
Unità passa carrelli automatica P-6412	1
Sistema di carico automatico P-6412	6
Sistema di scarico automatico P-6412	6
Tavolo di confezionamento base 1P	8
Saldatrice per termosaldatura Cisa	8
Porta rotoli con taglierina Pr-H50	8
Tavolo di lavoro	3
Carrello generico a 2 ripiani	5

TRACECARE

Dispositivo mobile	3
Stampante etichette	6
Stampante A4	3

AREA STERILE

ARREDO

Scaffale chiuso	12
Carrello per il trasporto di materiale sterile 6 S.U.	5

TRACECARE

Dispositivo mobile	2
--------------------	---

AREA SPORCA

ARTICOLO	Quantità
----------	----------

Macchina per il lavaggio e la disinfezione mod. CISA P-KF 155 2P E/TS/SV 3

Macchina per il lavaggio e la disinfezione dei contenitori mod. CISA P-WCQ1500 2P E/TS/SO 1

ARREDO

Carrello esterno P-Kf155	6
Unità passa carrelli automatica	1
Sistema di carico automatico P-Kf155	6
Sistema di scarico automatico P-Kf155	6
Banco di lavaggio con vasca ad ultrasuoni	3
Banco di lavaggio con 2 vasche	4
Ripiano	10
Carrello generico a doppio ripiano	5
Carrello per container P-Wco 16 container Din	1

TRACECARE

Dispositivo mobile	2
Stampante etichette	1





Cisa production headquarters

Via Enrico Mattei snc
55100 Lucca, Italy
P. +39 0583 15381
F. +39 0583 1538127
info@cisagroup.it
www.cisagroup.it