



ACTIVE
Elevate prestazioni in una sola goccia

CISA



CISA ACTIVE

Elevate prestazioni in una sola goccia

Abbiamo a cuore l'healthcare. Abbiamo a cuore la sicurezza dei pazienti quotidianamente. Cisa Active è la soluzione migliore per pulire gli strumenti chirurgici in maniera accurata e soddisfacente, senza ulteriore risciacquo.

Cisa offre una gamma di prodotti per la pulizia e la decontaminazione, per il lavaggio manuale e automatico, dei dispositivi medici e delle macchine.

Cisa garantisce elevati standard di qualità e sicurezza, nel pieno rispetto degli operatori e dei pazienti.

Sentitevi liberi di usare la gamma Cisa Active, con prodotti da fonti naturali e rinnovabili.

La gamma Cisa Active è stata sviluppata, testata e approvata sui sistemi di lavaggio Cisa ed è conforme alle norme UNI EN ISO 15883.

CISAZYMES

Detergente enzimatico

Dispositivo medico Classe I

Pulizia degli strumenti chirurgici: ospedali, studi dentistici e endoscopi in fibra ottica rigidi e flessibili; pulizia di strumenti industriali, recipienti in vetro da laboratorio.

Consigliato sia per macchine di lavaggio/disinfezione che per il lavaggio manuale.

- La formulazione include: enzimi come proteasi, lipasi, amilasi, cellulasi lichenasi, tensioattivi non ionici <2%
- Elevata attività e stabilità enzimatica
- Il prodotto ha un effetto esclusivo e diretto sulla materia organica senza impattare sulla superficie degli strumenti e delle attrezzature
- Con pH neutro e compatibile con la maggior parte degli strumenti e tipologie di apparecchiature di ritrattamento
- Rimuove efficacemente tutti i residui di proteine, grassi, amido, cellulosa e derivati

Erogare 2 ml per litro di acqua

Disponibile in flacone da 1L o tanica da 5L



CISAZYMES ECO

Detergente enzimatico ultraconcentrato

Dispositivo medico I Classe

Pulizia degli strumenti chirurgici: ospedali, studi dentistici e endoscopi in fibra ottica

rigidi e flessibili; pulizia di strumenti industriali, recipienti in vetro da laboratorio.

Consigliato sia per macchine di lavaggio/disinfezione che per il lavaggio manuale.

- La formulazione include: enzimi come proteasi, lipasi, amilasi, cellulasi lichenasi, tensioattivi non ionici <2%
- Elevata attività e stabilità enzimatica
- Il prodotto ha un effetto esclusivo e diretto sulla materia organica senza impattare sulla superficie degli strumenti e delle attrezzature
- Con pH neutro e compatibile con la maggior parte degli strumenti e tipologie di apparecchiature di ritrattamento

Rimuove efficacemente tutti i residui di proteine, grassi, amido, cellulosa e derivati

Erogare 2 ml per litro di acqua

Disponibile in contenitori da 1 L anche con valvola di dosaggio e tanica da 5L



CISALUBRI

Lubrificante per strumenti concentrato Dispositivo medico Classe I Soluzione lubrificante per articoli e strumenti medico-ospedalieri e odontoiatrici. Il prodotto inibisce la corrosione e previene la ruggine, le macchie e l'irrigidimento degli strumenti.

Prodotto per applicazione automatica e manuale.

- La formulazione comprende olio minerale bianco, tensioattivo non ionico, conservante, essenza e veicolo
- Lubrifica e inibisce la corrosione
- Previene ruggine, macchie e irrigidimento degli strumenti
- Non necessita di risciacquo. Se utilizzato nella corretta diluizione, il prodotto non lascia alcun residuo o patina oleosa

sugli oggetti

Pulizia automatica: dispensare 2 ml / litro di acqua Pulizia manuale:

dispensare 1 ml / litro di acqua Disponibile in flacone da 1 L o tanica da 5L



CISALUBRI

Lubrificante per strumenti Dispositivo medico Classe I

Soluzione lubrificante per articoli e strumenti medico-ospedalieri e odontoiatrici. Il prodotto inibisce la corrosione e previene la ruggine, le macchie e l'irrigidimento degli strumenti.

Prodotto esclusivamente per applicazione manuale.

- La formulazione comprende olio minerale bianco, tensioattivo non ionico, conservante, essenza e veicolo
 - Processo di lubrificazione rapido ed efficiente, non lascia residui o patina oleosa
 - Lubrifica e inibisce la corrosione
 - Previene ruggine, macchie e irrigidimento degli strumenti
 - Non necessita di risciacquo. Il prodotto non rende gli articoli grassi, essendo permeabile al vapore dell'autoclave
- Il prodotto non deve essere diluito Disponibile in flaconi da 500 ml e taniche da 5L



CISA PRECLEAN

Soluzione per il pre-trattamento - Dispositivo medico Classe I pronto all'uso

Pre-trattamento degli strumenti chirurgici: medico-ospedaliero e odontoiatrici, mantiene il materiale umido, impedendo che la materia organica aderisca alle superfici e facilitandone la successiva rimozione.

- Composto da tensioattivo non ionico, alcool grasso etossilato, emulsioante, solvente, scavenger, conservante e veicolo.
- Mantiene il materiale umido fino a quando deve essere sottoposto a pulizia, impedendo che la materia organica aderisca alle superfici e facilitandone la successiva rimozione.

Il prodotto non deve essere diluito Disponibile in flaconi da 500 ml o applicatore spray



CISA NOX

Disincrostante Dispositivo Medico Classe I

Cisa Nox è utile alla rimozione dell'ossidazione sugli strumenti chirurgici in modo efficace e sicuro. Pulizia degli strumenti chirurgici: medico- ospedalieri e odontoiatrici.

Miscela a base di acido fosforico, tensioattivo non ionico, conservante, scavenger e veicolo

- Applicazione semplice
- Non rovina l'acciaio inossidabile

Dispensare una noce di Cisa Nox per sei parti di acqua riscaldata Disponibile in flaconi da 1L e taniche da 5L



CISA STEEL

Soluzione per pulizia Autoclave - Dispositivo medico Classe I pronto all'uso

Rimozione della ruggine e delle macchie dalle superfici delle camere autoclave e dei restanti strumenti chirurgici in acciaio inossidabile.

- Composto da acido fosforico, tensioattivo non ionico, conservante, scavenger e veicolo.
- Non rovina l'acciaio inossidabile

Il prodotto non deve essere diluito Disponibile in flaconi da 500 ml



Prodotto	Dimensioni e confezioni	Unità di misura	Codice
PRE-TRATTAMENTO			
CISA PRECLEAN	Applicatore spray da 500ml	10	CE-C-ZLP-.5L000
CISA NOX	flacone da 1L	12	CE-C-ZDN-01LROD
	tanica da 5L	2	CE-C-ZDN-05LROD
DETERGENTE			
CISA ZYMES	Flacone da 1L	12	CE-C-ZDZ-01L000
	Tanica da 5L	2	CE-C-ZDZ-05L000
CISA ZYMES ECO	Flacone da 1L	12	CE-C-ZDZ-D1LECO
	Tanica da 5L	2	CE-C-ZDZ-05LECO
LUBRIFICANTE			
CISA LUBRI concentrato	Flacone da 1L	12	CE-C-ZLL-01LCON
	Tanica da 5L	2	CE-C-ZLL-05LCON
CISA LUBRI pronto all'uso	Applicatore spray da 500ml	10	CE-C-ZLL-.5LPRU
	Tanica da 5L	2	CE-C-ZLL-05LPRU
PULIZIA DELLA MACCHINA			
CISA STEEL	Applicatore spray da 500ml	10	CE-C-ZLS-.5LROD



Cisa production headquarters

Via Enrico Mattei snc
55100 Lucca, Italy
P. +39 0583 15381
F. +39 0583 1538127
info@cisagroup.it
www.cisagroup.it

